



PROFILE[®]-V pour MEDTOXScan[®]

DÉPISTAGE DE DROGUES TOXICOMANOGÈNES

PERFORMANCE. EFFICACITÉ. VALEUR

Les dispositifs sur place MEDTOX[®] PROFILE-V confèrent une clarté accrue aux tests de dépistage de drogues. Une solution de remplacement fiable, rapide et pratique aux tests en laboratoire, les dispositifs PROFILE-V de MEDTOX et le lecteur MEDTOXScan fournissent des résultats exacts de tests de dépistage.

- Homologué par Santé Canada
- Fabriqué aux États-Unis
- Système de gestion de la qualité conforme à la norme ISO13485
- Installation et fonctionnement faciles
- Processus de dépistage en une étape
- Plusieurs configurations de batteries de tests possibles
- Résultats de dépistage exacts en dix minutes
- Seuils cliniques de concentration inférieurs
- Élimine la nécessité d'une interprétation humaine des résultats
- Chargez le dispositif dans le lecteur et laissez-le faire le travail
- Les options de batteries de tests comprennent jusqu'à 12 tests
- Service de soutien technique offert pour tous les produits MEDTOX Diagnostics, Inc.

Seuils de dépistage du PROFILE-V

Amphétamine (AMP)	-	500ng/ml
Barbituriques (BAR)	-	200ng/ml
Buprénorphine (BUP)	-	10ng/ml
Benzodiazépine (BZO)	-	150ng/ml
Cocaïne (COC)	-	150ng/ml
Fentanyl (FEN)	-	10ng/ml
Méthamphétamine (MAMP)	-	500ng/ml
Méthadone (MTD)	-	200ng/ml
Opiacés (OPI)	-	100ng/ml
Oxycodone (OXY)	-	100ng/ml
Phencyclidine (PCP)	-	25ng/ml
Antidépresseurs tricycliques (TCA)	-	300ng/ml
Cannabinoïdes (THC)	-	50ng/ml

Caractéristiques du lecteur MEDTOXScan

- Enregistre jusqu'à 1000 résultats de tests de dépistage
- Muni d'un lecteur de codes-barres pour une saisie exacte de l'identification du patient, de l'identifiant de l'échantillon et du numéro de lot
- Permet un affichage numérique des résultats des tests de dépistage
- Doté d'une imprimante pour la production d'une version papier des résultats des tests de dépistage
- Fournit les identifiants de l'utilisateur
- Détection automatisée du dispositif
- Capacité d'interfaçage avec les systèmes d'information du laboratoire de l'hôpital

Renseignements pour les commandes pour les dispositifs PROFILE-V

N° de pièce	Description du produit	Configurations des batteries de tests
604036	PROFILE-V 1 test	FEN
604020	PROFILE-V batterie de 7 tests	AMP, BAR, BZO, COC, OPI, PCP, THC
604019	PROFILE-V batterie de 9 tests	AMP, BAR, BZO, COC, MTD, OPI, PCP, TCA, THC
604031	PROFILE-V batterie de 11 tests	AMP, BAR, BZO, COC, MAMP, MTD, OPI, OXY, PCP, TCA, THC
604035	PROFILE-V batterie de 12 tests	AMP, BAR, BZO, COC, FEN, MAMP, MTD, OPI, OXY, PCP, TCA, THC
604032	PROFILE-V batterie de 12 tests	AMP, BAR, BUP, BZO, COC, MAMP, MTD, OPI, OXY, PCP, TCA, THC

*DISTRIBUTED IN CANADA BY | DISTRIBUÉ AU CANADA PAR:

somagen[™]
DIAGNOSTICS

www.somagen.com 1.800.661.9993

*Some products may not be authorized for sale in Canada. Please contact Somagen for specific enquiries. La vente de certains produits n'est pas autorisée au Canada. Veuillez contacter Somagen pour des demandes spécifiques.

Les contrôles MEDTOX doivent être utilisés avec les dispositifs MEDTOX.